

安滅菌糖漿™ AUGMENTIN™

amoxicillin/clavulanate potassium


懸液劑之泡製方法



瓶裝乾粉

10ml量杯

步驟：




找到瓶身黑線標示處(↑)
搖晃，使顆粒鬆動




以量杯盛入10ml冷開水倒入
瓶中二次，蓋上瓶蓋轉緊。



用力搖動使均勻



加入標示處
倒入冷開水至瓶中標示(↑)處，
搖動使均勻，此時懸液劑剛好
為35cc



依照醫師處方用量，倒出至
量杯服用

泡製後尚未服用的懸液劑可於
冷藏下保存7日。

每次服用前請再搖勻。
35cc=35ml=35毫升

esk GlaxoSmithKline

奇異葛蘭素史克藥廠(股)公司台灣分公司
台北市民生南路三段13號4樓 電話：82-27134318
本藥廠在臺灣處方使用 82-2861-AUG-04-C-0008